

# axides® – 2 in 1 free Wipes

Flowpack mit 60 Tüchern



## Art.-Nr. / Verpackung / VE

1170501 Flowpack mit 60 Tüchern (VE: 20 x 60 Tücher)

## Biozidregistriernummer

BAuA-Nr.: N-112813

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:  
0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
0,5 g 2-Phenoxyethanol



## Produktinformation

axides® 2 in 1 free Wipes sind gebrauchsfertige Aloe Vera-haltige Desinfektionstücher zur Hände- und Flächendesinfektion.

## Anwendungen und Hinweise

### Anwendungsgebiet

Ein Tuch für 2 Anwendungsbereiche: axides® 2 in 1 free Wipes sind sowohl zur Händedesinfektion als auch zur Flächendesinfektion geeignet.

### Anwendungshinweis

Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Ggf. ein weiteres Tuch verwenden.

Zur Flächendesinfektion die Oberfläche vollständig benetzen und ggf. mit einem weiteren Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.

Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage. Gebinde nach jeder Entnahme sorgfältig wiederverschließen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie dieses gegen unbefugten Zugriff.

## Wirkspektrum / Einwirkzeit

bakterizid (inkl. MRSA)	1 Min.
levurozid	1 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona- Viren)	1 Min.

## Gebinde

Artikel-Nr.	Gebinde	VE	EAN Stück	EAN Verpackung
1170501	Flowpack mit 60 Tüchern	20 x 60 Tücher	4260477522917	4260477522924

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Stand: 02.04.2024